

超音波診断用 エコーゲルパッドF (フィルム付き)


# Echo Gel PAD F



プローブにゲルを簡単に固定できる。  
体表を圧迫せず鮮明なBモード画像が得られる。




超音波は、対象物の凹凸によっては、明瞭な画像が得にくく、水中での作業や、作業後のジェルの除去等の煩わしい手間も生じます。エコーゲルパッドは、対象物の凹凸による探傷不良を軽減し、手間をかけずにより明瞭なエコー画像を得るために開発されました。



## 特徴

- ◎ 超音波の弱点であった、表面から近い場所、空間に介在する箇所診断に適しています。
- ◎ 柔軟性のある「ポリウレタンゲル」を使用。  
旧来のゲルと異なり、経時的安定性の高い材料です。
- ◎ 形状、硬度など、ご要望に合わせた特注対応も可能です



パッド無し



パッドあり

## 材質

フィルム+ポリウレタンゲル

## 規格サイズ [品番]

100×50×3 mm 2枚1セット  
※固定用バンド付属

## 特注品

各プローブサイズに合わせた特注品も製作いたします  
※当社オンラインショップからのご購入も可能です

八十島フロシード株式会社 メディカル事業部

〒650-0047 神戸市中央区港島南町3-2-11 TEL : 078-306-6255 FAX : 078-306-6377